

## CONSOMMABLES

### pour les analyseurs de gaz OXYBABY® / PA / MAPY / MFA



Votre analyseur de gaz WITT est fabriqué avec des matériaux robustes et nécessite très peu d'entretien. Dans le travail quotidien, il existe aussi une usure naturelle. Pour s'assurer que les matériaux de remplacement se marient parfaitement avec votre appareil WITT, nous recommandons l'utilisation de pièces de rechange d'origine WITT. Economique, rapide et fiable.

Adaptés pour tous OXYBABY®, PA, MAPY et MFA.



#### Capteur O<sub>2</sub>


Très longue durée de vie (environ 2 ans dans l'air). Peut être remplacée par le client.



#### Filtre



#### Aiguille



#### Pastilles d'étanchéité pour isoler le point de prélèvement sur l'emballage

Lot de 500 pièces



#### Tuyau avec connexion Luer-Lok pour utiliser l'OXYBABY® comme un dispositif fixe (comme un ordinateur de bureau, avec Can-piercer ou avec Aqua Check)

