

ACCESSOIRES OXYBABY®

pour boîtes, bouteilles, canettes et petits emballages



OXYBABY® Can-Piercer

L'OXYBABY® Can-Piercer est indispensable pour l'analyse de l'espace de tête des boîtes, bouteilles et canettes.

Un verrouillage sécurisé et une manipulation aisée garantissent des contrôles qualité optimaux, même pour les boîtes, bouteilles et canettes avec fermetures en métal ou en plastique.

Le Can-Piercer peut être réglé jusqu'à une hauteur maximale de boîte, bouteille ou canette de 405 mm.

La protection de l'aiguille intégrée et des aiguilles robustes évitent de casser l'aiguille.

Matière : acier

Poids: 7,5 kg (sans OXYBABY®)

Dimensions (LxHxP): 585 x 155 x 235 mm
(emballé, sans OXYBABY®)

Convient pour OXYBABY® M + et OXYBABY® 6.0.



OXYBABY® AquaCheck

L'OXYBABY® AquaCheck est idéal pour les très petits emballages avec moins de 2 ml de volume de gaz disponible.

Le volume de gaz de deux ou plusieurs emballages est collecté dans l'eau puis analysé par l'OXYBABY®.

Matière : acier inoxydable

L'OXYBABY® AquaCheck est disponible avec ou sans réservoir d'eau.

Convient pour OXYBABY® M + et OXYBABY® 6.0.

Autres modèles, options et accessoires disponibles sur demande.

ACCESSOIRES OXYBABY®

pour boîtes, bouteilles, canettes et petits emballages



Potence de perçage : mise en oeuvre pratique

Réf-No.	Longueur d'aiguille en mm	Hauteur des boîtes bouteilles, canettes	Support bouteille	Surpression	Manomètre 0 - 6 bar	Conversion possible	Application	Appareil
590000156	5,5 mm	270 mm		x <1 bar(g)		x	canettes (sans gaz /sans surpression) ex. jus de fruits	OXYBABY®
590000165	8,5 mm	270 mm	x	x >1 bar(g)		x	Bouteilles, canettes (avec gaz / en pression) ex. Cola, eau minérale	OXYBABY®
590000166	8,5 mm	390 mm	x	x >1 bar(g)		x	Bouteilles, canettes (avec gaz / en pression) ex. Cola, eau minérale	OXYBABY®
590000325	18,5 mm	390 mm	x	x >1 bar(g)		x	Bouteilles, canettes (avec gaz / en pression) ex. Cola, eau minérale	OXYBABY®
590000341	5,5 mm	390 mm		0 - 4 bar	x	x	Bouteilles, canettes	Sans OXYBABY® mesure de pression seule
590000900	18,5 mm	405 mm	x	x <1 bar(g)		x	Boîte (sans gaz /sans surpression) ex. huile	OXYBABY®

*pour éviter d'endommager l'OXYBABY® à cause d'une trop forte pression, trop fort débit, le module d'étalonnage doit être entre le gaz étalon ou gaz de zéro et l'OXYBABY®.

Pour obtenir de bons résultats, nous réglons une pression de 0,5 bar et un débit d'approx. 100 ml/min.

Attention:

Le choix de la potence de perçage dépend de

- le type de liquide à analyser,
- la pression disponible dans les bouteilles / canettes,
- le volume dans l'espace de tête des bouteilles / canettes,
- l'épaisseur des bouchons / métal des canettes

Nos recommandations:

Cas	Application	Exemple	Recommandation
1	Pour boissons gazeuses	cola, eau minérale, limonades, bière, etc.	590000165, 590000166 ou 590000325
2	Pour boissons sans gaz	jus, vin, mélange à base d'eau, etc.	590000156, 590000900
3	Pour mesure de pression seule	Dans une canette ou une bouteille	590000341

Pièces pour mise à niveau et pièces détachées :

Porte bouteille	956721800
Support de boîte	966169600
Tuyaux complémentaires pour potence	802128600
Tuyaux complémentaires pour potence (Boîte)	802826900
Support potence (aiguille 18,5 mm)	956864800
Support potence (aiguille 18,5 mm) (Boîte)	966169500
Support potence (aiguille 8,5 mm)	956722000
Support potence (aiguille 5,5 mm)	956674900
Support potence (en pression)	956883600
Raccord aiguille avec filtre et RV	956721700
Tuyau	800707500
Raccord femelle type Luer	800420800