

MATERIALI CONSUMABILI

per analizzatore di gas OXYBABY® / PA / MAPY / MFA



Il vostro Analizzatore di WITT è realizzato in materiale robusto e necessita di pochissima manutenzione ma esiste una usura naturale con l'uso quotidiano. Per assicurarsi che i materiali di sostituzione si armonizzano perfettamente con il tuo dispositivo WITT si consigliano parti di ricambio originali WITT. Convenienti, veloci e affidabili.

Idoneo per tutti i modelli di OXYBABY®, PA, MAPY e MFA.



sensore O₂


Durata particolarmente lunga (circa. 2 anni in aria).
Può essere sostituito direttamente.



filtro



ago



Spugnette per analisi a campione sulla confezione

Pacchetto a 500 pezzi



Tubo flessibile con attacco Luer-Lok per l'utilizzo dell'OXYBABY® come dispositivo fisso (tabella versione top, con Can-Piercer o con Aquacheck)

