

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

### dla analizatorów gazów OXYBABY® / PA / MAPY / MFA



Analizatory gazu WITT wykonane są z wytrzymałego materiału i dlatego nakłady na ich konserwację są niewielkie. Jednakże przy codziennej pracy niektóre elementy ulegają naturalnemu zużyciu. W celu zagwarantowania, iż użyte części zamienne w pełni są kompatybilne ze sprzętem, który Państwo posiadają, zalecamy użycie oryginalnych części zamiennych firmy WITT. Korzystnie, szybko i niezawodnie.

Dostępne dla wszystkich modeli OXYBABY®, PA, MAPY oraz MFA.



#### Czujnik O<sub>2</sub>

Wyjątkowo długa żywotność (ok. 2 lata na powietrzu).  
Może być wymieniony przez klienta samodzielnie.



#### Filtr



#### Igła



#### Łatki do uszczelnienia miejsca wklucia w opakowaniu

Minimalne zamówienie 500 szt.



**Wąż z gwintem typu luer-lok** w przypadku użycia OXYBABY® jako sprzętu stacjonarnego (np. ze stojakiem stołowym, z Can-Piercer albo Aquacheck)

